



**ABZAR DARMAN CO.**

Producer Of Disposable Medical &  
Hospital Equipments.

---

[www.adc.ir](http://www.adc.ir)



A B Z A R   D R M A N   C O .

Producer Of Disposable Medical &  
Hospital Equipments.



## ABZAR DARMAN

درباره ما، تاریخچه، بافتگی پارچه، رنگرزی بوبین و رنگرزی پارچه	01
لانگ گاز با نخ باریم، گاز استریل / طبی	03
گاز واژلینه استریل	05
باند پانسمان شکل ذیر کنار بافته، باند پانسمان کنار بافته	06
باند سوختگی کل پذیر کنار بافته، باند سوختگی کرب	13
باند کشی با فشار کم، باند کشی با فشار متوسط	17
باند کشی با فشار زیاد، باند کشی با فشار خیلی زیاد	23
باند لوله ای، باند فیکس سر و باند فیکس نوزاد	01
شورت طبی، باند اسلیپ	04
باند شکل پذیر خو چسب، باند کشی خود چسب	06
آتل کچی ارتوپدی	09
باند گچی	13
شکم بند یکسره(گرم کن کلیه)، کتف بند	17
شکم بند چسبی قابل تنظیم، کمربند طبی لومباساکرال	23
مج بند یک سره، مج بند شست دار با کف	01
مج بند قابل تنظیم، نوار محافظ	04
آرنج بند متوسط، آرنج بند بلند	06
زانوبند متوسط و بلند، قوزک بند	09
ساق بند، جوراب واریس	13
ژل الکترود، ژل اولتراسونیک، ژل لیزر	17
ژل لوبریکانت، ژل لوبریکانت استریل	23
ژل لوبریکانت خوشبوکننده، جمع کننده، تاخیری	17
ژل لوبریکانت گرم کننده، حجم دهنده، آلوفه ورا	23



## درباره ما

شرکت تولیدی ابزار درمان(سهامی عام)  
تولید کننده محصولات مصرفی پزشکی و بیمارستانی

- دارای گواهینامه بین المللی
- مدیریت کیفیت ISO 9001
- ویژه تجهیزات پزشکی ISO 13485
- استاندارد اروپا CE
- استاندارد ملی ایران
- واحد نمونه اداره کل صنایع سمنان
- واحد نمونه اداره کل صنایع تهران
- واحد پیشتاز در ارتقاء کیفیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
- دارای تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان

با بیش از ۳۷ سال سابقه درخشنan در زمینه تولید، واردات و توزیع محصولات دارویی و تجهیزات یکبار مصرف پزشکی با نام های تجاری سالم و ساینا در تاریخ ۱۳۶۴ تاسیس گردید. پروژه های این واحد صنعتی در سه فاز ایجاد و یک فقره طرح توسعه، در سه فقره زمین و حدوداً ۱۵۰۰۰ متر مربع ساختمان های اداری، آزمایشگاه، تولید، انبار و تاسیسات اجرا شده است. شرکت ابزار درمان (سهامی عام) تولید کننده محصولات مصرفی دارویی، پزشکی و بیمارستانی است که تمامی محصولات دارای پروانه تولید از اداره کل تجهیزات پزشکی دارای کدIRC از اداره کل غذا و دارو، استاندارد ملی ایران، استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001-2015، استاندارد ویژه تجهیزات پزشکی ISO 13485 و نشان استاندارد CE اروپا می باشد.





این واحد صنعتی در حال حاضر با حدود ۱۸۰ نفر پرسنل در پی طرح تکمیل و توسعه خود، استقرار سیستم GMP ساخت کلین روم های تولید دارو و ملزومات دارویی، تکمیل و اجرای تاسیسات کلین روم و هوای تمیز و... با بهره برداری از پروژه های داروسازی و تکمیل تجهیزات مصرفی پزشکی تا ۴۰۰ نفر پرسنل افزایش خواهد یافت. کلیه اقلام تولیدی این واحد صنعتی بر اساس استاندارد های بین المللی، منطبق با پروانه های تولید صادره از اداره کل تجهیزات پزشکی و اداره غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تولید می گردد.

مدیریت و کارکنان این واحد صنعتی با سه شعار اساسی مبنی بر "افزایش سطح رضایت مشتری" "کاهش ضایعات" و "افزایش سهم بازار و تنوع محصولات" بر اساس الگوی استاندارد های جهانی تلاش مستمر خود و کارکنان خود را به ارتقای کیفی مستمر محصولات، نوآوری و توسعه روز افزون این واحد صنعتی قرار داده است از این رو با ایجاد، تاسیس و تجهیز آزمایشگاه های مجهر شیمی، فیزیک، میکروبیولوژی و نساجی اکرودیته (همکار موسسه استاندارد) آموزش و تربیت مسئولین فنی و کارشناسان آزمایشگاهی و ... در پی ایجاد واحدی است که به طور جامع و کامل کلیه محصولات مصرفی دارویی، پزشکی و بهداشتی را در یک مجموعه به هم پیوسته و واحد، تولید و به جامعه عرضه نماید.



## گاز طبی

گاز طبی سالم با ظرفیت بالای جذب پوششی بسیار مناسب برای بهبود زخم ، خراش و سوختگی های سطحی می باشد و به سادگی مورد استفاده قرار می گیرد.

گاز طبی سالم را از آسیب مکانیکی محافظت می کند، مانع از عبور هوا نمی شود و اجازه تبادل اکسیژن و بخار آب را می دهد و بهترین شرایط را برای التیام زخم فراهم می کند.

گاز طبی سالم از پارچه گاز صد درصد پنبه سفید شده در محیطی پاکیزه و کاملاً بهداشتی تولید می گردد.

گاز طبی سالم در برابر حرارت و شرایط اتوکلاو مقاوم بوده و قبل از مصرف باید استریل شود.  
این محصول در انواع مختلف از لحاظ نمره نخ (۳۰ و ۲۰) و ابعاد ۱۰\*۱۰ سانتیمتر و تعداد لایه های (۸ و ۱۶) عرضه می گردد.

شماره کالا	نوع کالا	مشخصات	بسته بندی
			کارتون واحد جعبه
۱۰۲۲-۰۰۳	گاز طبی ساده	۱۰*۱۰ سانتیمتر، ۱۶ لا (نخ نمره ۲۰)	۱۰ کیلویی - نیم کیلویی
۱۰۲۲-۱۰۳		۱۰*۱۰ سانتیمتر، ۱۶ لا (نخ نمره ۳۰)	۱۰ کیلویی - نیم کیلویی
۱۰۲۲-۰۱۳	گاز طبی با نخ باریم	۱۰*۱۰ سانتیمتر، ۸ لا (نخ نمره ۲۰)	۱۰ کیلویی - نیم کیلویی
۱۰۲۲-۱۱۳		۱۰*۱۰ سانتیمتر، ۸ لا (نخ نمره ۳۰)	۱۰ کیلویی - نیم کیلویی
۱۰۲۳-۰۰۳		۱۰*۱۰ سانتیمتر، ۸ لا (نخ نمره ۲۰)	۱۰ کیلویی - نیم کیلویی
۱۰۲۳-۱۰۳		۱۰*۱۰ سانتیمتر، ۸ لا (نخ نمره ۳۰)	۱۰ کیلویی - نیم کیلویی
۱۰۲۳-۰۱۳		۱۰*۱۰ سانتیمتر، ۸ لا (نخ نمره ۲۰)	۱۰ کیلویی - نیم کیلویی
۱۰۲۳-۱۱۳		۱۰*۱۰ سانتیمتر، ۸ لا (نخ نمره ۳۰)	۱۰ کیلویی - نیم کیلویی





## لانگ گاز با نخ باریم

لانگ گاز با نخ باریم سالم از پارچه گاز صد درصد پنبه سفید شده با ظرفیت بالای جذب در محیطی پاکیزه و کاملاً بهداشتی تولید می‌گردد. این محصول در انواع مختلف از لحاظ ابعاد و تعداد لایه‌ها تولید و عرضه می‌گردد.

بسته بندی		مشخصات	نوع کالا	شماره کالا
کارتن	کیسه واحد			
۶۰۰	۳۰	دو لا	۴۰*۳۰ سانتی متر	۱۰۲۴-۱۰۱
۴۰۰	۲۰	سه لا		۱۰۲۴-۱۰۲
۳۰۰	۱۵	چهار لا		۱۰۲۴-۱۰۳
۴۰۰	۲۰	دو لا	۵۰*۴۰ سانتی متر	۱۰۲۴-۲۰۱
۳۰۰	۱۵	سه لا		۱۰۲۴-۲۰۲
۲۰۰	۱۰	چهار لا		۱۰۲۴-۲۰۳
۳۰۰	۱۵	دو لا	۷۰*۵۰ سانتی متر	۱۰۲۴-۳۰۱
۲۰۰	۱۰	سه لا		۱۰۲۴-۳۰۲
۱۶۰	۸	چهار لا		۱۰۲۴-۳۰۳



## باند پانسمان کنار بافته (ساینا)

این نوع باند ها به سبب خاصیت ارجاعی عرضی به گونه ای طراحی شده که جهت نگهداری پانسمان ها به خوبی شکل اعضاء بدن را گرفته و اجازه حرکت آزادانه به آنها می دهد. این نوع باند ها مناسب پوست بوده و به راحتی قابل استفاده می باشد. مانع از عبور جریان هوا نمی شود و لبه بافته شده باند مانع از بازشدن ساختمان بافت می گردد. این محصول در سایز و متراژ متنوع (علاوه بر سایز های جدول) قابل ارائه می باشد.

نوع کالا	مشخصات	بسته بندی
شماره کالا	کنار بافته (ساینا)	کارتن
۱۰۴۴-۰۰۰	عرض ۵/۲ سانتی متر طول ۲۷۰ سانتی متر	۵۴
۱۰۴۴-۰۰۱	عرض ۵ سانتی متر طول ۲۷۰ سانتی متر	۶۰
۱۰۴۴-۰۰۲	عرض ۷/۵ سانتی متر طول ۲۷۰ سانتی متر	۴۲
۱۰۴۴-۰۰۳	عرض ۱۰ سانتی متر طول ۲۷۰ سانتی متر	۳۰
۱۰۴۴-۰۰۴	عرض ۱۵ سانتی متر طول ۲۷۰ سانتی متر	۲۱
۱۰۴۴-۰۰۵	عرض ۲۰ سانتی متر طول ۲۷۰ سانتی متر	۱۵



## گاز واژلینه استریل

گاز واژلینه استریل سالم از پارچه لنو صد درصد پنبه سفید شده و آغشته به واژلین سفید بهداشتی به روش استاندارد در محیطی پاکیزه و بهداشتی تولید و توسط مرکز تابش گاما (سازمان انرژی اتمی ایران) استریل می‌گردد. این محصول در بسته بندی های مختلف ( قوطی ۳۶ عددی، ۱۰ عددی، تک برگی و سه برگی ) عرضه می‌شود.

یک پانسمان ایده آل باید به نحوی طراحی گردد که برای زخم‌ها و مراحل مختلف درمان زخم مناسب باشد. محیط مرطوب بهترین محیط برای ترمیم زخم است. گاز واژلینه استریل سالم زخم را مرطوب نگه داشته، مانع از چسبیدن پانسمان به زخم می‌شود. به هنگام تعویض، درد زیادی ایجاد نمی‌کند، قابل انعطاف بوده و در سطوح ناهموار بدن، به شکل مناسب قرار می‌گیرد. ثابت شده است که اکسیژن و هوا به روند التیام زخم کمک می‌کند، گاز واژلینه استریل سالم مانع از عبور جریان هوا نمی‌شود و به سادگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بسته بندی	مشخصات	نوع کالا	شماره کالا
کارتن ۹۰	۵ واحد	۳۶ عددی - قوطی هاین پک	۱۰۱۱-۰۰۱
۱۳۵	۵ جعبه	۱۰ عددی - قوطی هاین پک	۱۰۱۱-۰۰۲
۱۸۰	۱۰ جعبه	تک برگی - جعبه ۱۰ عددی	۱۰۱۱-۰۰۳
۱۰۸	۶ جعبه	سه برگی - جعبه ۶ عددی	۱۰۱۱-۰۰۴



# گاز باند شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل

گاز باند شکل پذیر با پد جاذب استریل سالم توسط مرکز تابش گاما (سازمان انرژی اتمی ایران) استریل می‌گردد. گاز باند به گونه‌ای طراحی شده است که جهت پانسمان و بانداز اندواع زخم‌های عمومی به طور هم زمان و فوری قابل استفاده می‌باشد. گاز باند جاذب استریل به سبب خاصیت ارجاعی طولی و عرضی به گونه‌ای ساخته شده که در باند پیچی‌ها و جهت نگهداری پانسمان به خوبی شکل اعضاً بدن را گرفته و اجازه حرکت آزاد به آن‌ها می‌دهد، بدون اینکه فشار قابل توجهی به سطح زیر باند وارد نماید. گاز باند شکل پذیر با پد جاذب استریل سالم به سبب ویژگی دو منظوره (گاز استریل + باند) یکی از بهترین لوازم اورژانسی و کمک‌های اولیه می‌باشد. گاز باند جاذب استریل سالم در محیطی پاکیزه و کاملاً بهداشتی اتاق تمیز (GMP) تولید و در عرض‌های مختلف عرضه می‌گردد.

شماره کالا	نوع کالا	مشخصات	بسته بندی
۱۰۴۱-۱۰۱	گاز باند شکل پذیر	عرض ۵ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۳۶۰ سانتیمتر و پد جاذب ۵*۵ سانتی متر	کارتون ۷۲۰ ۴۰ واحد
۱۰۴۱-۱۰۲	گاز باند شکل پذیر همراه با پد جاذب	عرض ۵/۵ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۳۶۰ سانتیمتر و پد جاذب ۵*۷/۵ سانتی متر	کارتون ۵۷۶ ۳۲ رول
۱۰۴۱-۱۰۳		عرض ۱۰ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۳۶۰ سانتیمتر و پد جاذب ۱۰*۱۰ سانتی متر	کارتون ۴۳۲ ۲۴ رول



## گاز طبی استریل

گاز استریل سالم از پارچه گاز صد درصد پنبه سفید شده ساخته و در محیطی پاکیزه و کاملاً بهداشتی تولید و توسط مرکز تابش گاما (سازمان انرژی اتمی ایران) استریل می‌گردد.

گاز استریل سالم با ظرفیت بالای جذب پوششی بسیار مناسب برای بهبود رضم، خراش و سوختگی‌های سطحی می‌باشد و به سادگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گاز استریل سالم رضم را از آسیب مکانیکی محافظت می‌کند، مانع از عبور هوا نمی‌شود و اجازه تبادل اکسیژن و بخار آب را می‌دهد و بهترین شرایط را برای التیام رضم فراهم می‌کند.

این محصول در انواع مختلف از لحاظ نمره نخ (۳۰ و ۲۰) و ابعاد ۱۰\*۱۰ سانتیمتر و تعداد لایه‌های (۸ و ۱۶) عرضه می‌گردد.

شماره کالا	نوع کالا	مشخصات	بسننه بندی	واحد	جعبه	کارتون
۱۰۲۱-۰۰۱	گاز طبی استریل	ساده، نخ ۳۰، ۸ لا سایز ۱۵*۱۵ تکی	لafاف لمینه کاغذی	۷۵	۷۰	۱۶۸۰
۱۰۲۱-۰۰۲	گاز طبی استریل	ساده، نخ ۳۰، ۸ لا سایز ۱۵*۱۵ سه عددی	لafاف لمینه کاغذی	۷۵	۷۵	۲۰۲۵
۱۰۲۱-۳۱۱	گاز طبی استریل	باریم دار، نخ ۲۰، ۱۶ لا سایز ۱۵*۱۵ تکی	لafاف لمینه کاغذی	۴۰	۴۰	۸۱۰
۱۰۲۱-۳۱۲	گاز طبی استریل	باریم دار، نخ ۲۰، ۱۶ لا سایز ۱۵*۱۵ سه عددی	لafاف لمینه کاغذی	۱۰	۱۰	۲۷۰



## باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته (سالم)

این نوع باندها به سبب خاصیت ارتجاعی طولی و عرضی به گونه ای طراحی شده که در باند پیچی ها و جهت نگهداری پانسمان ها به خوبی شکل اعضاء بدن را گرفته و اجازه حرکت آزاد به آن ها می دهند، بدون اینکه فشار قابل توجهی بر سطح زیر باند وارد نمایند. این نوع باندها به خصوص در مفاصل و نواحی خمیده بدن برای ثابت و بدون لغزش نگهداشتمن پانسمان استفاده می گردد و نباید برای اعمال فشار به کار برد شوند. این محصول اولین محصول دارای استاندارد ملی کشور است. این محصول در سایز و متراژ متنوع (علاوه بر سایز های جدول) قابل ارائه می باشد.

نوع کالا	مشخصات	بسته بندی	
شماره کالا	نوع کالا	مشخصات	بسته بندی
۱۰۴۱-۰۰۰	باند پانسمان شکل پذیر کنار بافته	عرض ۲/۵ سانتی متر طول کشیده شده ۳۶۰ سانتی متر	کارتون ۱۷۲۸ ۱۰۸ واحد
۱۰۴۱-۰۰۱		عرض ۵ سانتی متر طول کشیده شده ۳۶۰ سانتی متر	کارتون ۷۲۰ ۴۵ واحد
۱۰۴۱-۰۰۲		عرض ۷/۵ سانتی متر طول کشیده شده ۳۶۰ سانتی متر	کارتون ۶۷۲ ۴۲ واحد
۱۰۴۱-۰۰۳		عرض ۱۰ سانتی متر طول کشیده شده ۳۶۰ سانتی متر	کارتون ۴۸۰ ۳۰ واحد
۱۰۴۱-۰۰۴		عرض ۱۵ سانتی متر طول کشیده شده ۳۶۰ سانتی متر	کارتون ۳۳۶ ۲۱ واحد
۱۰۴۱-۰۰۵		عرض ۲۰ سانتی متر طول کشیده شده ۳۶۰ سانتی متر	کارتون ۲۴۰ ۱۵ واحد



## باندکشی با فشار متوسط

این نوع باندها معمولاً برای کاهش تورم (ادم) و کمک به برگشت سیاهرگ‌ها در عضو با درجات مختلف نقص وریدی استفاده می‌گرددند.

به سبب ایجاد فشاری متوسط در درمان عروق گشاد شده و کنترل جریان خون و ورم‌های ناشی از جمع شدن خون در عروق و جراحات ارتوپدی به شمار می‌رond واژ تجمع مواد متابولیک در بافت‌ها و ایجاد تورم جلوگیری نموده خطر لختگی خون در محل را می‌کاهد. در مدت زمان طولانی قابل استفاده بوده و هنگام خواب و استراحت نیازی به باز کردن آن نیست. افزایش فشار بر سطح زیر این نوع باندها به طور مستقیم با تعداد لایه‌های به کار رفته و نیروی که در باند پیچی به کار می‌رود متناسب است. این نوع باندها توانایی ایجاد و حفظ نیروی فشاری متوسط بر سطح زیر باند را دارند. برای مثال تا حداقل ۴۰ کیلو پاسکال (۳۰ میلیمتر جیوه) بر روی ۲۳ سانتیمتر از محیط دور (پا) هنگامیکه با ۵۰% همپوشانی به کار می‌رond.

شماره کالا	نوع کالا	مشخصات	رنگ	بسته بندی	واحد	کارتن	جعبه
۱۱۴۲-۰۰۱	باندکشی با فشار متوسط	عرض ۵ سانتیمتر و طول کشیده شده ۴۵ سانتیمتر	کرم یا قهوه‌ای	رول	۲۴	۳۸۴	
۱۱۴۲-۰۰۲	باندکشی با فشار متوسط	عرض ۷/۵ سانتیمتر و طول کشیده شده ۴۵ سانتیمتر	کرم یا قهوه‌ای	رول	۱۶	۲۵۶	
۱۱۴۲-۰۰۳	باندکشی با فشار متوسط	عرض ۱۰ سانتیمتر و طول کشیده شده ۴۵ سانتیمتر	کرم یا قهوه‌ای	رول	۱۲	۱۹۲	
۱۱۴۲-۰۰۴	باندکشی با فشار متوسط	عرض ۱۵ سانتیمتر و طول کشیده شده ۴۵ سانتیمتر	کرم یا قهوه‌ای	رول	۸	۱۲۸	
۱۱۴۲-۰۰۵	باندکشی با فشار متوسط	عرض ۲۰ سانتیمتر و طول کشیده شده ۴۵ سانتیمتر	کرم یا قهوه‌ای	رول	۶	۹۶	
۱۱۴۵-۰۰۱	باندکشی با فشار متوسط	عرض ۵ سانتیمتر و طول کشیده شده ۴۵ سانتیمتر	گلبهی یا نارنجی	رول	۶	۶۰۰	
۱۱۴۵-۰۰۲	باندکشی با فشار متوسط	عرض ۷/۵ سانتیمتر و طول کشیده شده ۴۵ سانتیمتر	گلبهی یا نارنجی	رول	۶	۴۸۰	
۱۱۴۵-۰۰۳	باندکشی با فشار متوسط (ساین)	عرض ۱۰ سانتیمتر و طول کشیده شده ۴۵ سانتیمتر	گلبهی یا نارنجی	رول	۶	۳۲۴	
۱۱۴۵-۰۰۴	باندکشی با فشار متوسط (ساین)	عرض ۱۵ سانتیمتر و طول کشیده شده ۴۵ سانتیمتر	گلبهی یا نارنجی	رول	۶	۲۱۶	
۱۱۴۵-۰۰۵	باندکشی با فشار متوسط (ساین)	عرض ۲۰ سانتیمتر و طول کشیده شده ۴۵ سانتیمتر	گلبهی یا نارنجی	رول	۶	۱۶۸	



## باند سوختگی شکل پذیر کنار بافته

این نوع باندها به سبب خاصیت ارتجاعی طولی و عرضی به گونه ای طراحی شده که در باند پیچی ها و جهت نگهداری پانسمان به خوبی شکل اعضاء بدن را گرفته و اجازه حرکت آزاد را به آن ها می دهدند، بدون اینکه فشار قابل توجهی بر سطح زیر باند وارد نمایند. این نوع باندها بخصوص در مفاصل و نواحی خمیده بدن برای ثابت و بدون لغزش نگهداری شدن پانسمان استفاده می گردند و نباید برای اعمال فشار به کار برده شوند. در سوختگی ها رنگ قهوه ای و تیره باند از این نظر که ترشحات زخم ها بر روی پانسمان را نمی نمایاند حائز اهمیت است.

« این محصول در سایز و متراژ متنوع (علاوه بر سایز های جدول) قابل ارائه می باشد. »

نوع کالا	مشخصات	بسته بندی
شماره کالا	مشخصات	بسته بندی
۱۱۰۱-۰۰۱	عرض ۵ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتیمتر	۶۴۰ ۴۰ کارتون واحد
۱۱۰۱-۰۰۲	عرض ۷/۵ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتیمتر	۳۸۴ ۲۴ کارتون واحد
۱۱۰۱-۰۰۳	عرض ۱۰ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتیمتر	۳۲۰ ۲۰ رول
۱۱۰۱-۰۰۴	عرض ۱۵ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتیمتر	۱۹۲ ۱۲ کارتون واحد
۱۱۰۱-۰۰۵	عرض ۲۰ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتیمتر	۱۶۰ ۱۰ کارتون واحد





## باند کرب سوختگی

این نوع باندها به سبب خاصیت ارتجاعی طولی به گونه ای طراحی شده که در باند پیچی ها و جهت نگهداری پانسمان به خوبی شکل اعضاء بدن را گرفته و اجازه حرکت آزاد به آن ها می دهدند بدون اینکه فشار قابل توجهی بر سطح زیر باند وارد نمایند. این نوع باندها به خصوص در مفاصل و نواحی خمیده بدن برای ثابت و بدون لغزش نگهداشت پانسمان استفاده می گردد. باند کرب سوختگی سالم حاوی ۹۶٪ پنبه عمل آوری شده است لذا قدرت جذب بسیار بالای این باند باعث می شود تا چندین برابر وزن خود، ترشحات و مایعات سرم اطراف مناطق آسیب دیده را جذب کرده و روند بهبودی زخم سوختگی را تسريع نماید.

برای پانسمان مناسب پیشنهاد می گردد:

- بانداز را به گونه ای انجام دهید که علاوه بر زخم سوختگی اطراف آن را نیز پوشش دهد.
- محل سوختگی را همواره تمیز و خشک نگهدارید.
- در صورت امکان ناحیه سوختگی را بالاتر از سایر نقاط بدن قرار دهید.
- «این محصول در سایز و متراژ متنوع (علاوه بر سایز های جدول) قابل ارائه می باشد.»

شماره کالا	نوع کالا	مشخصات	بسته بندی
۱۱۳۲-۰۰۱	باند کرب سوختگی	عرض ۵ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتیمتر	کارتون ۳۸۴ ۲۴ عدد
۱۱۳۲-۰۰۲	باند کرب سوختگی	عرض ۷/۵ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتیمتر	کارتون ۲۵۶ ۱۶ عدد
۱۱۳۲-۰۰۳	باند کرب سوختگی	عرض ۱۰ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتیمتر	کارتون ۱۹۲ ۱۲ عدد
۱۱۳۲-۰۰۴	باند کرب سوختگی	عرض ۱۵ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتیمتر	کارتون ۱۲۸ ۸ عدد
۱۱۳۲-۰۰۵	باند کرب سوختگی	عرض ۲۰ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتیمتر	کارتون ۹۶ ۶ عدد





## سرجی اسلیپ

سرجی اسلیپ برای افرادی است که اختلالاتی در کنترل ادرار و یا سیستم دفعی شان دارند و به خصوص در بیماران معلول که قادر به حرکت نیستند و بیماران بی قرار استفاده می شود. همچنین از سرجی اسلیپ می توان برای دوران پس از عمل جراحی و زایمان استفاده نمود. سرجی اسلیپ کاملاً منطبق با شکل آناتومی بدن طراحی شده و مانند لباس زیر به راحتی پوشیده می شود.

### ویژگی ها:

- با حداقل فشار، به راحتی کش می آید.
- متناوب با سایز های مختلف، بر روی بدن ثابت می ماند.
- قابل استفاده جهت نگهداری پد.
- قابل استفاده مجدد پس از شستشو.
- قابل استفاده در زایشگاه ها، بیمارستان ها و سایر موارد.
- مناسب و ارزان.

بسته بندی	مشخصات	نوع کالا	شماره کالا
واحد جعبه کارتون	به عرض ۸/۵ سانتیمتر و به طول ۲۵ سانتیمتر تک سایز بسته بندی تکی در سلفون	سرجی اسلیپ	۱۱۲۱-۰۰۱
۳۲۴ عددی ۱۸	به عرض ۸/۵ سانتیمتر و به طول ۲۵ سانتیمتر تک سایز بسته بندی ۲ عددی طلقی		۱۱۲۱-۰۰۲





## شورت طبی

جهت رعایت موارد بهداشتی و تعویض لباس زیر بیمارستان ها از این شورت ها می توان برای دوران پس از عمل جراحی و زایمان استفاده نمود. شورت های طبی کاملاً منطبق با شکل آناتومیکی بدن طراحی شده و مانند لباس زیر به راحتی پوشیده می شود.

### ویژگی ها:

- با حداقل فشار، به راحتی کش می آید.
- متناسب با سایزهای مختلف؛ بر روی بدن ثابت می ماند.
- قابل استفاده جهت نگهداری پد.
- قابل استفاده مجدد پس از شستشو.
- قابل استفاده در زایشگاه ها، بیمارستان ها و سایر موارد.
- مناسب و ارزان.

مشخصات	نوع کالا	شماره کالا
بسته بندی کارتون کیسه واحد	شورت طبی	۱۱۲۲-۰۰۱
۲۰۰ ۸ تکی	بسته بندی تکی در سلفون بسته بندی تکی طلقی	۱۱۲۲-۰۰۲
۱۸۰ عدد سفید		




باند لوله ای

باند لوله ای را می توان در هر جهت برش داده بدون اینکه در رفتگی در آن مشاهده گردد. باند لوله ای کاملا بر روی موضع مورد نظر قرار گرفته و به شکل آناتومی بدن، بدون اعمال فشار ثابت می گردد. باند لوله ای به منظور نگهدارشتن گازهای پانسمان در موضع، تنفس راحت تر بخش آسیب دیده از جمله سر، تن، قسمت های انتهایی بدن و انگشتان استفاده می شود، بدون چین خودگی بر روی قسمت های مختلف بدن کشیده شده و از لغزش بانداز جلوگیری می نماید. علیرغم کشش بالا، باعث ایجاد فشار و آزار فرد و خون مردگی نمی گردد. این باند طوری بافته شده که اگر قسمتی از آن آزاد باقی بماند پاره نشده و یا در نمی رود. هنگام تعویض پانسمان و یا معاینه زخم کافی است که بخشی از آن را بلند کرده و یا کمی از آن را عقب بکشیم، به همین دلیل این باند برای مراقبت های فوری و خانگی مناسب می باشد.

بافت شبکه ای باندهای لوله ای از الیاف نازک پلی آمید و نخ لاستیک بافته شده است. این محصول قابل شستشو است. باندهای لوله ای در سایز مناسب کلیه بخش های اندام موجود است.

شماره کالا	نوع کالا	مشخصات	رنگ	بسته بندی
۱۰۹۱-۰۰۱	۱۰۹۱-۰۰۲	۱۰۹۱-۰۰۳	۱۰۹۱-۰۰۴	۱۰۹۱-۰۰۵
۱۶۸	به عرض ۳ سانتیمتر و طول کشیده شده ۹۰۰ سانتیمتر	به عرض ۲ سانتیمتر و طول کشیده شده ۹۰۰ سانتیمتر	کارتن	کیسه واحد
۱۰۰	به عرض ۸/۴ سانتیمتر و طول کشیده شده ۹۰۰ سانتیمتر	به عرض ۸/۴ سانتیمتر و طول کشیده شده ۹۰۰ سانتیمتر	۲۱۱	
-	به عرض ۶/۵ سانتیمتر و طول کشیده شده ۹۰۰ سانتیمتر	به عرض ۶/۵ سانتیمتر و طول کشیده شده ۹۰۰ سانتیمتر	۶۰	
۱	به عرض ۸/۵ سانتیمتر و طول کشیده شده ۹۰۰ سانتیمتر	به عرض ۸/۵ سانتیمتر و طول کشیده شده ۹۰۰ سانتیمتر	۱	سفید رول



# سرجی فیکس سر و سرجی فیکس نوزاد

با حداقل فشار به راحتی کش می آید و متناسب با سایز های مختلف، بر روی بدن ثابت می ماند، جهت نگهداری پانسمان استفاده می گردد. این باندها مانع از حرکت عادی بدن و عبور هوا نمی شوند و قابل شستشو می باشند.

بسته بندی	مشخصات	نوع کالا	شماره کالا
کارتن ۳۶۰ جفت	۴۸ واحد	تک سایز، عرض ۴/۵ سانتیمتر	سرجی فیکس-باند فیکس (نوزاد)
	۱ عدد	تک سایز، عرض ۴/۵ سانتیمتر	سرجی فیکس-باند فیکس (سر)
			۱۱۱۱-۰۰۱
			۱۱۱۱-۰۰۲



## باند کشی با فشار زیاد

این نوع باندها معمولاً برای کاهش ورم (ادم) و کمک به برگشت سیاهه‌گ‌ها در عضو با درجات مختلف نقص وریدی استفاده می‌گردد.

جهت ایجاد کشش به نیروی زیادی نیاز دارند، از این رو بر سطح زیر باند فشار زیادی وارد می‌آورند. پیوندهای پوستی، اسکارهای التیامی و مواضع برداشت شده پوست در اندام تحتانی (سوختگی های عمیق) ممکن است دچار شکاف و شکستگی گردد. لذا جهت جلوگیری از پارگی پوست و همچنین جهت جلوگیری از ایجاد ضایعات اضافی پوست که گاه بیش از یک سال طول درمان دارد از این نوع باندها استفاده می‌گردد و عموماً جهت ایجاد فشردگی قوی و یکنواخت برای درمان و پیشگیری از بیماری‌ها و اختلالات وریدی و خدمات ارتودپی پس از اعمال جراحی و درمان آسیب‌ها بخصوص آسیب‌های ورزشی و... به کار رفته و فشار وارده با نیرویی که در باند پیچی بکار می‌رود مناسب است. این نوع باندها توانایی ایجاد و حفظ نیروی فشاری زیاد بر سطح زیر باند را دارند. برای مثال تا حد اکثر ۵۳ کیلوپاسکال (۴۰ میلیمتر جیوه) بر روی ۲۳ سانتیمتر از محیط دور (پا) هنگامی که با ۵۰% هم پوشانی به کار می‌رود.

مشخصات	نوع کالا	شماره کالا
رنگ		
بسته بندی		
کارتون		
جمعه		
واحد		
۳۸۴	۲۴	عرض ۵ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتیمتر
۲۵۶	۱۶	عرض ۷/۵ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتیمتر
۱۹۲	۱۲	عرض ۱۰ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتیمتر
۱۲۸	۸	عرض ۱۵ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتیمتر
۹۶	۶	عرض ۲۰ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتیمتر
نارنجی	باندکشی با فشار زیاد	۱۱۴۳-۰۰۱
		۱۱۴۳-۰۰۲
		۱۱۴۳-۰۰۳
		۱۱۴۳-۰۰۴
		۱۱۴۳-۰۰۵



## باند کشی با فشار خیلی زیاد

این نوع باندها جهت ایجاد کشش به نیروی زیادی نیاز دارند، از این رو بر سطح زیر باند فشار زیادی می‌آورند. پیوندهای پوستی، اسکارهای التیامی ومواضع برداشت شده پوست در اندام تحتانی (سوختگی های عمیق) ممکن است دچار شکاف و شکستگی گردد. لذا جهت جلوگیری از پارگی پوست و همچنین جهت جلوگیری از ایجاد ضایعات اضافی پوست که گاهای بیش از یک سال طول درمان دارد، از این نوع باندها استفاده می‌گردد و عموماً جهت ایجاد فشردگی خیلی قوی و یکنواخت جهت صدمات ارتوپدی و آسیب‌های ورزشی و... به کار می‌رود. این نوع باندها توانایی ایجاد و حفظ نیروی فشاری خیلی زیاد را دارند. برای مثال، تا حداقل ۸۰ کیلوپاسکال (۶۰ میلیمتر جیوه) بر روی مج پایی با محیط ۲۳ سانتیمتر هنگامی که با ۵۰٪ همپوشانی به کار رود. از این باندها به منظور نگهدارنده و محافظت رباط‌ها و مفاصل نیز استفاده می‌شود. به دلیل فشار بالای وارد توسط باند باید آن‌ها را در طول شب و یا هنگامی که بیمار در وضعیت استراحت قرار دارد باز ننمود.

مشخصات	نوع کالا	شماره کالا
رنگ		
بسته بندی		
کارتن		
واحد		
جعبه		
کارتن		
۳۸۴	۲۴	۱۱۴۴-۰۰۱
۲۵۶	۱۶	۱۱۴۴-۰۰۲
۱۹۲	۱۲	۱۱۴۴-۰۰۳
۱۲۸	۸	۱۱۴۴-۰۰۴
۹۶	۶	۱۱۴۴-۰۰۵
نارنجی	باندکشی با فشار خیلی زیاد	
کرم		
رول		
	عرض ۵ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتیمتر	
	عرض ۷/۵ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتیمتر	
	عرض ۱۰ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتیمتر	
	عرض ۱۵ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتیمتر	
	عرض ۲۰ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتیمتر	



## باند کشی با فشار کم

این نوع باندها معمولاً برای کاهش ورم (ادم) و کمک به برگشت سیاهرگ‌ها در عضو با درجات مختلف نقص وریدی استفاده می‌گردند.

به سبب ایجاد فشار کم، در درمان حاد و مزمن وریدی (واریس)، برطرف کردن تورم، تسهیل جریان خون و .... مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مدت طولانی قابل استفاده بوده، هنگام خواب و استراحت نیازی به باز کردن آن نیست. افزایش فشار بر سطح زیر این نوع باندها به طور مستقیم با تعداد لایه‌های بکار رفته و نیرویی که در باند پیچی به کار می‌رود متناسب است. این نوع باندها توانایی ایجاد و حفظ نیروی فشاری کم بر سطح زیر باند را دارند. برای مثال تا حد اکثر ۲۷ کیلوپاسکال (۲۰ میلیمتر جیوه) بر روی ۲۳ سانتیمتر از محیط دور (پا) هنگامی که با ۵۰% همپوشانی به کار می‌روند.

مشخصات	نوع کالا	شماره کالا
بسته بندی	رنگ	
کارتن	زرق	
جمعه		
واحد		
۳۸۴	۲۴	عرض ۵ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتیمتر
۲۵۶	۱۶	عرض ۷/۵ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتیمتر
۱۹۲	۱۲	عرض ۱۰ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتیمتر
۱۲۸	۸	عرض ۱۵ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتیمتر
۹۶	۶	عرض ۲۰ سانتیمتر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتیمتر



## باند گچی

موارد استفاده از باند گچی در بی تحرک سازی ها، رگ به رگ شدن ها، نافرمی ها، به خصوص در بخش کودکان و در رفتگی های مفصل استخوان می باشد.

خلوص بالای گچ، فرمولاسیون و دانش فنی به کار رفته سبب شکل گیری مناسب باند گچی می گردد. باند گچی سالم تشکیل شده از پارچه لنو بافت صد درصد پنبه سفید شده آغشته به کلسیم سولفات فرموله شده که به صورت رول در عرض های مختلف قابل ارائه می باشد. از ویژگی های منحصر به فرد این باند "گیرش اولیه سریع" "استحکام بالا"، "گیرش ثانویه سریع" و باندازی محکم و مطمئن می باشد. این محصول در زمان ۲ تا ۴ دقیقه شکل می گیرد. دمای مناسب آب برای خیساندن حدود ۲۰ درجه سانتیگراد می باشد. هر چه دمای آب بالاتر باشد گچ سریع تر خشک می گردد ولی باید خاطر نشان کرد که دمای بالای ۲۱ درجه سانتی گراد توصیه نمی شود. باند را با زاویه ۴۵ درجه وارد آب نمایید، همچنین برای نتیجه بهتر، در هر بار فقط یک باند گچی را بخیسانید.

پسته بندی			مشخصات	نوع کالا	شماره کالا
واحد	جعبه	کارتن			
۱۹۲	۲۴		عرض ۵ سانتیمتر طول ۲۵۰ سانتیمتر	باند گچی	۱۰۶۱-۰۰۱
۱۲۸	۱۶		عرض ۷/۵ سانتیمتر طول ۲۵۰ سانتیمتر	پارچه لنو	۱۰۶۱-۰۰۲
۹۶	۱۲		عرض ۱۰ سانتیمتر طول ۲۵۰ سانتیمتر		۱۰۶۱-۰۰۳
۶۴	۸		عرض ۱۵ سانتیمتر طول ۲۵۰ سانتیمتر		۱۰۶۱-۰۰۴
۴۸	۶		عرض ۲۰ سانتیمتر طول ۲۵۰ سانتیمتر		۱۰۶۱-۰۰۵
۱۹۲	۲۴		عرض ۵ سانتیمتر طول ۲۵۰ سانتیمتر	باند گچی	۱۰۶۳-۰۰۱
۱۲۸	۱۶		عرض ۷/۵ سانتیمتر طول ۲۵۰ سانتیمتر	ساینا	۱۰۶۳-۰۰۲
۹۶	۱۲		عرض ۱۰ سانتیمتر طول ۲۵۰ سانتیمتر	پارچه لنو	۱۰۶۳-۰۰۳
۶۴	۸		عرض ۱۵ سانتیمتر طول ۲۵۰ سانتیمتر		۱۰۶۳-۰۰۴
۴۸	۶		عرض ۲۰ سانتیمتر طول ۲۵۰ سانتیمتر		۱۰۶۳-۰۰۵



# آتل گچی ارتوپدی

آتل گچی سالم به صورت نواری و قطعات آماده شده در عرض و طول مختلف ساخته و عرضه می‌گردد. لذا سایز مناسب برای هر گونه استفاده‌ای در دسترس می‌باشد.

آتل گچی سالم ساخته شده از نوار باندهای گچی با روکش پارچه صد درصد پنبه سفید شده در دو نوع استحکام بالا (جهت پا) و استحکام متوسط (جهت دست) در اندازه‌های مختلف ساخته و عرضه می‌گردد.

جهت استفاده ابتدا محل آسیب دیدگی را توسط باند مناسب پانسمان کنید. سپس عرض و طول مناسب را انتخاب کرده و آتل را از بسته بندی بیرون کشیده و گوشه‌هاییش را تراز کنید، سپس آن را در ظرف آب (با دمای ۲۰ درجه سانتیگراد) بخیسانید. آتل را خارج کرده و بر روی حolle قرار داده و کمی جهت خارج شدن آب اضافی آن را فشار دهید. سپس سطح آتل را صاف کرده و با باند خود چسب سالم آن را در محل خود ثابت نمایید. آتل به تدریج با از دست دادن گرما در عرض ۳ تا ۵ دقیقه سخت شده (گیرش اولیه) و پس از ۲۰ دقیقه به استحکام لازم می‌رسد. (گیرش ثانویه)

## ویژگی‌ها:

- بسیار با صرفه و مناسب است.
- باندازی بسیار سریع، راحت و تمیز.
- استحکام بالا، نرم و لطیف.
- به باند زیرگچ نیاز ندارد.
- فاقد گوشه‌های تیز و برنده است.
- قابلیت رادیولوژی یا عکس برداری دارد.

مشخصات			نوع کالا						
بسته بندی			شماره کالا						
کارتن	کیسه	واحد	روول	مشخصات	بسته بندی	کارتن	کیسه	واحد	
۱	۱			عرض ۱۰ سانتیمتر طول ۷/۵ متر					۱۰۶۵-۰۰۰
-	۱			عرض ۱۰ سانتیمتر طول ۸۵ تا ۹۵ سانتیمتر					۱۰۶۵
۱	۱			عرض ۱۲/۵ سانتیمتر طول ۷/۵ متر					۱۰۶۶-۰۰۰
۱	۱			عرض ۱۵ سانتیمتر طول ۷/۵ متر					۱۰۶۷-۰۰۰
-	۱			عرض ۱۵ سانتیمتر طول ۱۱۲/۵ تا ۱۳۳ سانتیمتر					۱۰۶۷
۱	۱			عرض ۲۰ سانتیمتر طول ۷/۵ متر					۱۰۶۸-۰۰۰
-	۱			عرض ۲۰ سانتیمتر طول ۶۸ تا ۱۰۰ سانتیمتر					۱۰۶۸
آتل ارتوپدی گچی									



## باند شکل پذیر خود چسب

باند شکل پذیر خود چسب سالم جهت ثابت و بدون لغزش نگاه داشتن پدهای آغشته به دارو، پانسمان ها، لوله ها و سوند های جراحی به ویژه جهت پانسمان های بلند مدت استفاده می گردد. کشش این باند تقریباً ۶۰٪ است.

### ویژگی ها:

- بسیار با صرفه و مناسب است.
- بر روی خودش می چسبد، به لباس، بدن و مو نمی چسبد.
- نیاز به چسب یا کلیپس جهت نگهداری بانداز ندارد.
- مانع از عبور جریان هوا نمی شود.
- قابل استریل می باشد.

مشخصات	نوع کالا	شماره کالا
بسته بندی	رنگ	
کارتن		
۲۱۶	سنتی	عرض ۵ سانتی متر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتی متر
۱۹۲	بندی تک	عرض ۷/۵ سانتی متر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتی متر
۱۴۴	روول	عرض ۱۰ سانتی متر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتی متر
	الوان	
		باند شکل پذیر
		خود چسب
		۱۰۵۱-۰۰۱
		۱۰۵۱-۰۰۲
		۱۰۵۱-۰۰۳



## باند کشی خود چسب

باند کشی خود چسب سالم جهت نگهداری آتل های ارتوپدی، درمان اختلالات وریدی، واریس ها، جلوگیری از ضایعات اضافی پوست، محافظت و تسکین جراحات عضلانی و ارتوپدی بخصوص آسیب های ورزشی به کار می رود. کشش این باند تقریباً ۱۲۰٪ است.

### ویژگی ها:

- بسیار با صرفه و مناسب است.
- بر روی خودش می چسبد، به لباس، بدن و مو نمی چسبد.
- نیاز به چسب یا کلیپس جهت نگهداری باند ندارد.
- مانع از عبور جریان هوا نمی شود.

شماره کالا	نوع کالا	مشخصات	رنگ	بسته بندی	جعبه	کارتن
۱۱۵۱-۰۰۱	باند کشی خود چسب	عرض ۵ سانتی متر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتی متر	الوان	رول	بسته بندی یک تک	۲۱۶
۱۱۵۱-۰۰۲	باند کشی خود چسب	عرض ۷/۵ سانتی متر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتی متر	الوان	رول	بسته بندی یک تک	۱۹۲
۱۱۵۱-۰۰۳	باند کشی خود چسب	عرض ۶ سانتی متر و به طول کشیده شده ۴۵۰ سانتی متر	الوان	رول	بسته بندی یک تک	۱۴۴





## کمربند طبی قابل تنظیم

طراحی کمربند طبی قابل تنظیم به گونه ای است که با اعمال فشار در ناحیه شکمی، باعث کاهش گودی کمر و کمردرد می گردد. بافت این محصول به گونه ای است که عبور جریان هوا را ممکن می سازد. بافت کشسانی مناسب این کمر بند باعث محافظت مناسب مهره های کمری و کاهش کمردرد ناشی از بی ثباتی مهره ها می گردد. این کمربند بسیار سبک و راحت بوده و در عین حال از کارایی مطلوبی برخوردار است. به خوبی شکل اعضای بدن را به خود گرفته، ایده آل برای پشتیبانی و محافظت شکمی، کفل و پهلو بعد از عمل جراحی می باشد و بازگشت ارگان های داخلي به موقعیت طبیعی را تسريع می نماید، با افزایش جریان خون در عضو عمل شده کمک می کند تورم کاهش یافته و روند بهبود تسريع گردد. در سایر اعمال جراحی مانند لیپوساکشن، فتق شکمی، سزارین و زایمان طبیعی استفاده می شود. باعث محدود کردن حرکت طبیعی بدن نمی شود و در به حداقل رساندن حرکت فتق قبل از عمل جراحی کمک می کند و از عضلات شکمی ضعیف شده در زمان بعد از عمل جراحی محافظت می کند. بافت نرم و قابل کشش آن باعث کاهش فشار در زمان سرفه و عطسه های بعد از عمل جراحی می شود. در صورت جراحات جدی بهتر است با پزشک معالج خود مشورت کنید. قابل شستشو با آب ۴۰ درجه است.

نوع کالا	مشخصات	بسته بندی
کمربند طبی قابل تنظیم	Small / Medium Large / X large	کارتون عدد واحد جعبه
۱۲۰۱-۰۰۱ ۱۲۰۱-۰۰۲	۶۱/۵-۹F (سانتمتر) ۹F/۵-۱۱F (سانتمتر)	۲۵ ۲۵
	اندازه دور کمر	





## کمربند طبی لومباساکرال

کمربند طبی لومباساکرال به منظور کاهش کشش و فشار بر ناحیه ستون فقرات استفاده می‌گردد. همچنین از این کمربند برای جلوگیری از آسیب ناحیه اتصال استخوان ساکرال و مهره کمری استفاده می‌گردد. مانع ایجاد خطر دیسک کمر و فتق کمری، محافظت از ستون فقرات، کمر و ناحیه شکمی می‌شود. در قسمت پشت و پهلو دارای چهار تسمه نرم و ارتجاعی است تا بدین وسیله قدرت نگهدارندگی بیشتری داشته باشد. کمربند طبی لومبا ساکرال سالم از نظر آناتومی سازگار با بدن طراحی شده و به سبب بافت ظرفی، لطیف و نرم ضمن گرم نگهداشتن موضع، سبب تسريع روند بهبود و کاهش درد می‌گردد. در صورت جراحات جدی بهتر است با پزشک معالج خود مشورت کنید. قابل شستشو با آب ۴۰ درجه است.

نوع کالا	مشخصات	بسته بندی
کمربند طبی لومباساکرال	(۶۱/۵-۹۴ سانتیمتر) Small / Medium (۹۴/۵-۱۱۴ سانتیمتر) Large / X large	کارتن واحد عدد
۱۲۱۱-۰۰۱ ۱۲۱۱-۰۰۲		۲۰ ۱ ۲۰ ۱

اندازه دورکمر



## کتف بند

برای تسکین درد ناشی از دررفتگی و یا کشیدگی، درد عضلانی، مفصلی و تاندونی ایده آل می باشد. قابل تنظیم برای هر سایز، ضمن ایجاد گرما و کشسانی مناسب هنگام ورزش از انعطاف پذیری بالایی برخور دار می باشد. طراحی ارگونومیک با قابلیت استفاده برای هر دو کتف ( چپ و راست)، مزایای حاصل از گرما درمانی دارد و باعث افزایش درجه حرارت زیر پوستی بین ۲ تا ۳ درجه می شود. لایه داخلی کتف بند از الیاف پنبه ساخته شده، لطیف، نرم و راحت بوده و برای مدت طولانی قابل استفاده می باشد. ضمن حفاظت از کتف، هوا را از خود عبور داده و مانع از تعرق می شود. با اعمال فشار و حفظ گرما باعث تسکین درد و کاهش تورم می گردد. در صورت جراحات جدی بهتر است با پزشک معالج خود مشورت کنید. قابل شستشو با آب ۴۰ درجه است.

بسته بندی		مشخصات		نوع کالا	شماره کالا
کارتن	جعبه	واحد			
۳۶	۱		G ( ۸۲-۹۲ سانتیمتر)	Small	۱۲۹۱-۰۰۱
۳۶	۱	عدد	G ( ۹۲-۱۰۲ سانتیمتر)	Medium	۱۲۹۱-۰۰۲
۳۶	۱		G ( ۱۰۲-۱۱۵ سانتیمتر)	Large	۱۲۹۱-۰۰۳
۳۶	۱		G ( ۱۱۵-۱۲۷ سانتیمتر)	X Large	۱۲۹۱-۰۰۴

G اندازه دورسینه



## شکم بند یکسره (گرم کن کلیه)

شکم بند یکسره سالم ضمیر نگهدارتن موضع، سبب تسريع گردش خون و روند بهبودی می گردد. بافت این محصول به گونه ای است که عبور جريان هوا را ممکن می سازد.

جهت محافظت بعد از عمل جراحی، بازگشت اندام های داخلی به وضعیت اولیه شان به خصوص پس از زایمان، جلوگیری از ضربه خوردن و استفاده روزانه جهت هر گونه فعالیت ورزشی مناسب است. مخصوصا در مواردی که ضعف عضلانی مشهود باشد استفاده از شکم بند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در اندازه های کوچک، متوسط بزرگ و خیلی بزرگ عرضه می گردد.

لایه داخلی نرم و از الیاف طبیعی (پنبه) است که از ایجاد حساسیت جلوگیری می کند، بسیار سبک است و از آن می توان به منظور حفاظت کمر و ستون فقرات نیز استفاده نمود. در صورت جراحات جدی بهتر است با پزشک معالج خود مشورت کنید. قابل شستشو با آب ۴۰ درجه است.

بسته بندی		مشخصات		نوع کالا	شماره کالا
کارتون	کارتون	عدد	واحد	شکم بند یکسره (گرم کن کلیه)	۱۱۹۱-۰۰۱
	۱		(۷۰-۸۰) سانتیمتر	Small	۱۱۹۱-۰۰۲
	۱		(۸۰-۹۰) سانتیمتر	Medium	۱۱۹۱-۰۰۳
	۱		(۹۰-۱۰۰) سانتیمتر	Large	۱۱۹۱-۰۰۴
	۱		(۱۰۰-۱۱۰) سانتیمتر	X Large	۱۱۹۱-۰۰۵
	۱		(۱۱۰-۱۲۰) سانتیمتر	XX Large	۱۱۹۱-۰۰۶



## جوراب واریس

طراحی این محصول به گونه‌ای است که از بالا به زیر زانو می‌رسد و از جهت انگشت‌های پا، باز هستند و نوع درست محافظت برای مج‌پا و محافظت موثر برای ماهیچه‌های کشیده شده را فراهم می‌کند، همچنین شکل طبیعی اعضای بدن (ساق پا و قوزک پا) را حفظ می‌کند.

در سایز‌های مختلف تولید می‌شود. روی پا نمی‌لغزد و پایین کشیده نمی‌شود. به هم فشردگی مناسبی فراهم می‌کند. جوراب واریس سالم با بافتی ظریف و لطیف، وزن سبک، با ایجاد فشاری ملایم، سبب گرم نگهداشتن موضع، تسريع گردش خون و روند بهبود، کاهش تورم و درد می‌گردد. جوراب واریس سالم، به بهبود درد ناشی از واریس، فشار خون بالا روی پاهای، فشار و درد ناشی از ورزش و فعالیت‌های ورزشی کمک کرده و جهت استفاده روزانه مناسب است. در صورت جراحات جدی بهتر است با پزشک معالج خود مشورت کنید. قابل شستشو با آب ۴۰ درجه است.

نوع کالا	مشخصات	بسته بندی
		واحد
جوراب واریس	d (۲۸-۳۱ سانتیمتر) b (۱۷-۱۹ سانتیمتر)	۴۸ کارتون
	d (۳۱-۳۴ سانتیمتر) b (۱۹-۲۱ سانتیمتر)	۴۸ واحد
	d (۳۴-۳۷ سانتیمتر) b (۲۱-۲۳ سانتیمتر)	۴۸ عدد
	d (۳۷-۴۰ سانتیمتر) b (۲۳-۲۵ سانتیمتر)	۴۸ واحد
	d (۴۰-۴۳ سانتیمتر) b (۲۵-۲۷ سانتیمتر)	۴۸ کارتون
	d (۴۳-۴۶ سانتیمتر) b (۲۷-۲۹ سانتیمتر)	۴۸ کارتون
۱۲۵۱-۰۰۱ ۱۲۵۱-۰۰۲ ۱۲۵۱-۰۰۳ ۱۲۵۱-۰۰۴ ۱۲۵۱-۰۰۵ ۱۲۵۱-۰۰۶	X Small Small Medium Large X Large XX Large	

b: ۱۲ سانتیمتر پایین‌تر از مفصل زانو d: اندازه دور مج‌پا



## ساق بند

ساق بند سالم بر اساس شکل طبیعی پا طراحی شده است. به هم فشردگی ملایمی را هنگام محافظت از ماهیچه های پا و بافت نرم و به هم فشردگی ثابتی برای هردو عضله پشت ساق پا (نرمه ساق پا) و ناحیه ساق پا فراهم می کند.

ساق بند سالم در سایزهای مختلف طراحی شده است. ساق بند سالم با بافتی ظریف و لطیف، وزن سبک، با ایجاد فشاری ملایم، سبب گرم نگهداشتن موضع، تسريع گردش خون و روند بهبود، کاهش تورم و درد می گردد. درصورت جراحات جدی بهتر است با پزشک معالج خود مشورت کنید. قابل شستشو با آب ۴۰ درجه است.

بسته بندی			مشخصات			نوع کالا		شماره کالا
کارتون	جمعه	واحد						
۷۲	۱	عدد	b (۱۷-۱۹ سانتیمتر)	c (۲۸-۳۱ سانتیمتر)	d X Small			۱۲۴۱-۰۰۱
۷۲	۱		b (۱۹-۲۱ سانتیمتر)	c (۳۱-۳۴ سانتیمتر)	d Small			۱۲۴۱-۰۰۲
۷۲	۱		b (۲۱-۲۳ سانتیمتر)	c (۳۴-۳۷ سانتیمتر)	d Medium			۱۲۴۱-۰۰۳
۷۲	۱		b (۲۳-۲۵ سانتیمتر)	c (۳۷-۴۰ سانتیمتر)	d Large			۱۲۴۱-۰۰۴
۷۲	۱		b (۲۵-۲۷ سانتیمتر)	c (۴۰-۴۳ سانتیمتر)	d X Large			۱۲۴۱-۰۰۵
۷۲	۱		b (۲۷-۲۹ سانتیمتر)	c (۴۳-۴۶ سانتیمتر)	d XX Large			۱۲۴۱-۰۰۶

d: ۱۲ سانتیمتر پایین تر از مفصل زانو    b: اندازه دور مچ پا



## زانوبند متوسط و بلند

زانو بند سالم به منظور درمان پس از ضرب دیدگی، کاهش درد حاصل از سندروم کشک استخوان ران، کشش عضلانی، بی ثباتی رباط، کاهش تورم بدلیل آرتروز و کاهش تورم مفاصل، بیماری غضروف استفاده می‌گردد. زانو بند سالم از نظر آناتومی سازگار با مفصل زانو طراحی شده است و دارای خاصیت ارتجاعی مطلوب و مناسب است. زانوبند سالم با بافتی ظریف و لطیف، وزن سبک، با ایجاد فشاری ملایم، سبب گرم نگهداشتن موضع، تسريع گردش خون و روند بهبود، کاهش تورم و درد می‌گردد. در صورت جراحات جدی بهتر است با پزشک معالج خود مشورت کنید. قابل شستشو با آب ۴۰ درجه است.

شماره کالا	نوع کالا	مشخصات	بسته بندی	واحد	جعبه	کارتن
۱۲۲۱-۰۰۱	زانوبند	f: ۳۸-۴۱ سانتیمتر	d: ۲۸-۳۱ سانتیمتر	Small		۷۲
۱۲۲۱-۰۰۲	زانوبند	f: ۴۱-۴۴ سانتیمتر	d: ۳۱-۳۴ سانتیمتر	Medium		۷۲
۱۲۲۱-۰۰۳	(متوسط) کشک بسته	f: ۴۶-۵۷ سانتیمتر	d: ۳۶-۴۷ سانتیمتر	Large		۷۲
۱۲۲۱-۰۰۴	(متوسط) کشک بسته	f: ۴۷-۵۰ سانتیمتر	d: ۳۷-۴۰ سانتیمتر	X Large		۷۲
۱۲۲۱-۰۰۵	(متوسط) کشک بسته	f: ۵۰-۵۳ سانتیمتر	d: ۴۰-۴۳ سانتیمتر	XX Large		۷۲
۱۲۲۲-۰۰۱	زانوبند	f: ۳۸-۴۱ سانتیمتر	b: ۱۷-۱۹ سانتیمتر	X Small		۳۶
۱۲۲۲-۰۰۲	زانوبند	f: ۴۱-۴۴ سانتیمتر	b: ۱۹-۲۱ سانتیمتر	Small		۳۶
۱۲۲۲-۰۰۳	(بلند) کشک بسته	f: ۴۶-۵۷ سانتیمتر	b: ۲۱-۲۳ سانتیمتر	Medium		۳۶
۱۲۲۲-۰۰۴	(بلند) کشک بسته	f: ۴۷-۵۰ سانتیمتر	b: ۲۳-۲۵ سانتیمتر	Large		۳۶
۱۲۲۲-۰۰۵	(بلند) کشک بسته	f: ۵۰-۵۳ سانتیمتر	b: ۲۵-۲۷ سانتیمتر	X Large		۳۶
۱۲۲۲-۰۰۶	(بلند) کشک بسته	f: ۵۳-۵۶ سانتیمتر	b: ۲۷-۲۹ سانتیمتر	XX Large		۳۶

زانوبند متوسط: d: ۱۲ سانتیمتر پایین از مفصل زانو f: ۱۶ سانتیمتر بالاتر از مفصل زانو

زانوبند بلند: b: اندازه دور قوزک پا f: ۱۶ سانتیمتر بالاتر از مفصل زانو



## قوزک بند

قوزک بند سالم بر اساس استانداردهای آناتومیک و به منظور درمان پس از ضرب دیدگی، اعمال فشار مناسب بر قوزک پا و پاشنه پا، محافظت از مفاصل، رباط ها و ماهیچه های آسیب دیده و تسکین درد طراحی و تولید می گردد.

قوزک بند سالم با بافتی ظرف و لطیف، وزن سبک، با ایجاد فشار ملایم، سبب گرم نگهداشتن موضع، تسریع گردش خون و روند بهبود، کاهش تورم و درد میگردد. در صورت جراحات جدی بهتر است با پزشک معالج خود مشورت کنید. قابل شستشو با آب ۴۰ درجه است.

بسته بندی		مشخصات	نوع کالا	شماره کالا
کارتن	جمعه واحد			
۷۲	۱	۱۷-۱۹ (سانسیمتر) *	X Small	۱۲۳۱-۰۰۱
۷۲	۱	۱۹-۲۱ (سانسیمتر) *	Small	۱۲۳۱-۰۰۲
۷۲	۱	۲۱-۲۳ (سانسیمتر) *	Medium	۱۲۳۱-۰۰۳
۷۲	۱	۲۳-۲۵ (سانسیمتر) *	Large	۱۲۳۱-۰۰۴
۷۲	۱	۲۵-۲۷ (سانسیمتر) *	X Large	۱۲۳۱-۰۰۵

\* اندازه دور قوزک پا



## آرنج بند متوسط

موارد استفاده از آرنج بند متوسط سالم در آرنج های متورم و حساس که نتیجه رگ به رگ شدگی، در رفتگی(کشش زردپی)، استفاده بیش از حد از آرنج یا صدمات حاصله در ورزش هایی چون تنیس و گلف است. با اعمال فشردگی مناسب و گرم نگهداشتن موضع سبب بهبود آسیب دیدگی آرنج می شود. وزن سبک، بافت ظریف، حفظ گرمای بدن از مزایای آن بشمار می رود. جهت بدست آوردن سایز مطلوب ۱۲ سانتیمتر پایین تر از مفصل آرنج را اندازه گیری نمایید. آرنج بند متوسط سالم در رنگ ها و اندازه های مختلف تولید و عرضه می گردد.

در صورت جراحات جدی، بهتر است با پزشک معالج خود مشورت کنید. قابل شستشو با آب ۴۰ درجه است.

شماره کالا	نوع کالا	مشخصات	بسته بندی
			کارتن
			جمعه
			واحد
۱۲۸۱-۰۰۱	آرنج بند متوسط	(۱۹-۲۱) سانتیمتر A X Small	۷۲ ۱
۱۲۸۱-۰۰۲		(۲۱-۲۳) سانتیمتر A Small	۷۲ ۱
۱۲۸۱-۰۰۳		(۲۳-۲۵) سانتیمتر A Medium	۷۲ ۱
۱۲۸۱-۰۰۴		(۲۵-۲۷) سانتیمتر A Large	۷۲ ۱
۱۲۸۱-۰۰۵		(۲۷-۲۹) سانتیمتر A X Large	۷۲ ۱
۱۲۸۱-۰۰۶		(۲۹-۳۱) سانتیمتر A XX Large	۷۲ ۱

A: ۱۲ سانتیمتر پایین از مفصل آرنج



## نوارهای محافظ

بافت منحصر به فرد نوارهای محافظ به سبب بافت لطیف، ظریف و ایجاد فشار قابل تنظیم، موجب افزایش گردش خون و کاهش تورم و التیام آسیب دیدگی می‌گردد. بافت کشسانی مناسب و طراحی آرگونومیک این محصول، راحتی استفاده از آن در زمان طولانی را فراهم می‌نماید. برای تمام رشته‌های ورزشی و فعالیت‌های ورزشی و استفاده روزمره مناسب می‌باشد و در پیشگیری از صدمات ورزشی مناسب است. قابل تنظیم برای هر سایز می‌باشد.

بسته بندی

مشخصات

نوع کالا

شماره کالا

کارتون

۱

جعبه

۱

واحد

۷۲

عدد

جهت استفاده در هر سایز

نوارهای محافظ

۱۳۰۱





## مج بند یکسره

ضمون حفاظت از مج دست، درد را تسکین می دهد و در موارد آسیب دیدگی از بروز صدمات بیشتر جلوگیری می نماید. بافت نرم و کشسانی این محصول از طریق اعمال فشار مناسب و گرم نگهداشتن مج دست باعث کاهش تورم و التیام آسیب دیدگی مج می گردد.

بسته بندی	مشخصات	نوع کالا	شماره کالا
کارتن			
۱FF	۲	(۱۵/۹ - ۱۵/۹ سانتیمتر) cC Small	۱۲۶۲-۰۰۱
۱FF	۲	(۱۵/۹ - ۱۸/۴ سانتیمتر) cC Medium	۱۲۶۲-۰۰۲
۱FF	۲	(۱۸/۴ - ۲۱ سانتیمتر) cC Large	۱۲۶۲-۰۰۳
۱FF	۲	(۲۱ - ۲۳/۵ سانتیمتر) cC X Large	۱۲۶۲-۰۰۴
عدد		مج بند یکسره	
cC اندازه مج دست			



## مج بند قابل تنظیم

در صورت انجام فعالیت های ورزشی، کار سخت یا سایر کوفتگی های عضلانی درد حاصله در مفاصل را می توان با گرم نگهدارشتن آن بهبود بخشید. مج بند یک نگهدارنده مفصل مج بوده که میزان فشار واردہ را کنترل می کند.

نوارهای قابل تنظیم مج بند، ضمن گرم نگهدارشتن مج، قدرت نگهدارندگی آن را افزایش می دهد.

مج بند قابل تنظیم سالم بسبب بافت لطیف و ظریف و ایجاد فشار قابل تنظیم، موجب افزایش گردش خون و کمک به جذب مجدد تورم و ورم (آماس) می گردد. مج بند قابل تنظیم سالم به هنگام مج درد و یا به منظور ثابت نگه داشتن، سندروم استخوان مج، قبل و یا بعد از عمل، دررفتگی مج و کشیدگی زردپی استفاده می شود. وزن سبک، حفظ گرما، قابلیت شستشوی مجدد از دیگر مزایای مج بند قابل تنظیم سالم به شمار می آید. مج بند قابل تنظیم سالم در شکل ها، رنگ ها و اندازه های مختلف تولید و عرضه می گردد. در صورت جراحات جدی بهتر است با پزشک معالج خود مشورت کنید. قابل شستشو با آب ۴۰ درجه است.

بسته بندی

مشخصات

نوع کالا

شماره کالا

کارتن

جعبه

واحد

۱۴۴

۲

عدد

قابل استفاده برای کلیه سایز ها

مج بند قابل تنظیم

۱۲۶۲-۰۰۰



## مج بند با کف

ضمن حفاظت از مج دست، درد را تسکین می دهد و در موارد آسیب دیدگی، از بروز صدمات بیشتر جلوگیری می نماید. بافت نرم و کشسانی این محصول از طریق اعمال فشار مناسب و گرم نگهداشتن مج دست باعث کاهش تورم و التیام آسیب دیدگی های مج می گردد.

خصوصا برای درمان آرتروزهای شستی مناسب است. طراحی ارگونومیک این محصول، راحتی استفاده از آن در زمان های طولانی را فراهم می نماید. با حفظ گرما و اعمال فشار کم به تسکین درد کمک می نماید. در موارد آسیب دیدگی تاندون، شکستگی، ورم مفاصل، پیچ خوردن دست و.... باعث تسريع درمان می شود. قابل شستشو با آب ۴۰ درجه است.

پسته بندی	مشخصات	نوع کالا	شماره کالا	
کارتن				
جعبه				
واحد				
۷۲	۱	(۱۶ - ۱۸) سانتیمتر cC	Small	۱۲۶۳-۰۰۱
۷۲	۱	(۱۸/۵ - ۲۰/۵) سانتیمتر cC	Medium	۱۲۶۳-۰۰۲
۷۲	۱	(۱۹ - ۲۱) سانتیمتر cC	Large	۱۲۶۳-۰۰۳
۷۲	۱	(۲۱/۵ - ۲۳/۵) سانتیمتر cC	X Large	۱۲۶۳-۰۰۴
عدد		cC اندازه مج دست		





## آرنج بند بلند

آرنج بند بلند سالم به منظور کنترل خیز لنفی (باد کردن بافت های زیر جلدی به علت جمع شدن مایع لنفی) در بازو استفاده می شود. وزن سبک، بافت ظریف، ایجاد فشار ملایم و گرم نگهداشتن محل آسیب دیده از مزایای آن به شمار می رود و کاهش تورم سبب تسريع روند بهبود می گردد. در صورت جراحات جدی بهتر است با پزشك معالج خود مراجعه نمایید.

آرنج بند بلند (آستین های طبی سالم) در درمان فروکش کردن ورم حاصله از بیماری های عروقی و لنفاوی دست مورد استفاده قرار میگیرد. این محصول در از بین بردن سریع لنف ادمی که به دنبال جراحی و رادیوتراپی بعد از سرطان سینه ایجاد می شود، استفاده می گردد. همچنین به همراه بانداژ، در درمان زخم ها و سوختگی ها موثر است. بافت نرم و لطیف این محصول در تماس مستقیم با پوست ایجاد حساسیت نمی کند، در صورت ایجاد التهاب پوستی، افزایش و یا عدم کاهش میزان ادم، نباید از این محصول استفاده کرد و بهتر است با پزشك معالج خود مشورت نمایید. در درجه حرارت پایین قابل شستشو می باشد.

بسته بندی			مشخصات	نوع کالا	شماره کالا
کارتن	جمعه	واحد			
۷۲	۱		cF (۲۰-۲۴ سانتیمتر) cC (۱۶-۲۰ سانتیمتر)	Small	۱۲۸۲-۰۰۱
۷۲	۱	عدد	cF (۲۴-۲۸ سانتیمتر) cC (۱۹-۲۴ سانتیمتر)	Medium	۱۲۸۲-۰۰۲
۷۲	۱		cF (۲۸-۳۲ سانتیمتر) cC (۲۲-۲۶ سانتیمتر)	Large	۱۲۸۲-۰۰۳

اندازه دور بازو: cC: اندازه دور مج: cF: اندازه دور پایین از مفصل آرنج



## ژل لوبریکانت

ژل لوبریکانت سالم محصولی شفاف و قابل حل در آب، بدون هیچگونه اثر چربی جهت نرم و لغزندگردن موضع بخصوص هنگام معاینات مخاطی در بیماری های زنان، جراحی ها، الکتروترپاپ سیستوسکپی، آندسکوپی، سونداز و دیگر آزمایشات با دستگاه ها و وسایل طبی (الکتروکاردیو گرافی، الکتروآنسفالوگرافی، سونوگرافی، اکوگرافی و...) مورد استفاده قرار می گیرد.

این ژل هیچگونه آسیبی به بافت بدن نرسانده و در آزمایشات با وسایل طبی، کوچکترین صدمه ای به وسایل لاستیکی، فلزی، الیاف طبیعی و مصنوعی نمی رساند و به آسانی با حوله یا دستمال مرطوب پاک می شود. ژل لوبریکانت سالم نرم کننده، لغزندگر و مرطوب کننده مخاط می باشد و جهت برطرف کردن خشکی مخاط بخصوص (مخاط واژن) در خانم ها استفاده می گردد.

ژل لوبریکانت سالم فاقد نمک، الكل و اسانس است و ایجاد حساسیت و آلرژی نمی کند. ژل لوبریکانت سالم را در دمای زیر ۴۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از بخ زدگی محافظت نمایید.

بسته بندی			مشخصات	نوع کالا	شماره کالا
کارتن	جعبه	واحد			
۱۲۵	۱	تیوب	تیوب ۸۵ گرمی	ژل	۱۱۸۱-۰۰۱
۱۲	-	گالن	گالن ۱ لیتری	لوبریکانت	۱۱۸۱-۰۰۳
۴	۱	گالن	گالن ۵ لیتری + یک تیوب ۲۶ گرمی جهت تخلیه		۱۱۸۱-۰۰۵



## ژل لوبریکانت استریل

ژل لوبریکانت استریل سالم، توسط مرکز تابش گاما (سازمان انرژی اتمی ایران) استریل شده و در صورت باز نبودن تیوب یا آسیب دیدگی آن کاملاً استریل می‌باشد. این ژل مخصوصی شفاف و قابل حل در آب، بدون هیچگونه اثر چربی جهت نرم و لغزندۀ کردن موضع بخصوص هنگام معاینات مخاطی در بیماری‌های زنان، جراحی‌ها، الکتروتراپی، سیتوسکوپی، آندسکوپی، رکتوسکوپی، سوندایز و دیگر آزمایشات با دستگاه‌ها و وسائل طبی (الکتروکاردیوگرافی، الکتروآنسفالوگرافی، سونوگرافی، اکوگرافی و...) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ژل هیچگونه آسیبی به بافت بدن نرسانده و در آزمایشات با وسائل طبی، کوچکترین صدمه‌ای به وسائل لاستیکی، فلزی، الیاف طبیعی و مصنوعی نمی‌رساند و به آسانی با حوله یا دستمال مرطوب پاک می‌شود. ژل لوبریکانت استریل سالم نرم کننده، لغزندۀ و مرطوب کننده مخاط می‌باشد و جهت برطرف کردن خشکی مخاط (مخاط واژن) در خانم‌ها استفاده می‌گردد.

ژل لوبریکانت استریل سالم قادر نمک، الکل و اسانس است و ایجاد حساسیت و آلرژی نمی‌کند. ژل لوبریکانت استریل سالم را در دمای زیر ۴۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

بسته بندی

مشخصات

نوع کالا

شماره کالا

واحد کارتون

تیوب

تیوب ۸۵ گرمی

ژل لوبریکانت استریل

۱۱۸۲-۰۰۱



## ژل لیزر

ژل لیزر سالم محصولی شفاف، بیرنگ و قابل حل در آب با ویسکوزیته (غلظت) بالا و بدون هیچگونه اثر چربی به راحتی بر سطح موضع پخش شده و به آسانی با حوله و دستمال مرطوب پاک می شود. ژل لیزر سالم فاقد نمک، الکل و اسانس است و ایجاد حساسیت و آلرژی نمی کند. ژل لیزر سالم را در دمای زیر ۴۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

شماره کالا	نوع کالا	مشخصات	بسته بندی
۱۱۷۲-۰۰۳	ژل لیزر	گالن لیتری	کارتون جعبه واحد
۱۱۷۲-۰۰۴	ژل لیزر	گالن ۵ لیتری + یک تیوب ۲۶ گرمی جهت تخلیه	۱۲ - ۱ گالن



## ژل الکترود

ژل الکترود سالم محصولی شفاف و قابل حل در آب است. بدون هیچگونه اثر چربی به راحتی بر سطح موضع پخش شده و فاصله بین پوست و "پروب" دستگاه های الکتروکاردیوگرافی، الکتروآنسفالوگرافی و... را پر کرده و جریان الکتریکی و اولتراسونیک را به راحتی عبور می دهد.

این ژل هیچگونه آسیبی به بافت بدن نرسانده و در آزمایشات با وسایل طبی، کوچکترین صدمه ای به وسایل لاستیکی، فلزی، الیاف طبیعی و مصنوعی نمی رساند و به آسانی با حوله یا دستمال مرطوب پاک می شود. ژل الکترود سالم رسانا و هدایت کننده قوی جریان الکتریکی و اولتراسونیک می باشد. ژل الکترود سالم فاقد نمک، الكل و اسانس است و ایجاد حساسیت و آرژی نمی کند. ژل الکترود سالم رادر دمای زیر ۴۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از يخ زدگی محافظت نمایید.

بسته بندی				مشخصات	نوع کالا	شماره کالا
کارتن	جعبه	واحد				
۷۲	۱۲	تیوب		تیوب ۲۶۰ گرمی		۱۱۶۱-۰۰۵۲
۱۲	-	گالن		گالن الیتری	ژل الکترود	۱۱۶۱-۰۰۳
۴	۱	گالن		گالن ۵ لیتری + یک تیوب ۲۶۰ گرمی جهت تخلیه		۱۱۶۱-۰۰۴



## ماسک صورت پزشکی

ماسک صورت پزشکی سالم از بهترین منسوج نبافته بدون ایجاد حساسیت تهیه می شود. این ماسک سه لایه دارای یک فیلتر از جنس ملت بلون در لایه میانی می باشد که قادر است انواع آلودگی های هوا را تصفیه کند. با به کار بردن ملت بلون گرمایز ۲۵ تولید شرکت های تایید شده توسط اداره کل تجهیزات پزشکی از مناسب بودن قدرت فیلتراسیون ماسک برای کاربرد پزشکی مطمئن شده و به عنوان یک مانع مناسب می تواند برای کاهش شیوع عامل عفونی از دهان و بینی فرد ناقل بدون علائم یا دارای علائم بالینی موثر باشد.

ماسک در نوع بند دار نیز تولید و عرضه می شود و برای سایز های مختلف و کاربردهای بیمارستانی مناسب می باشد.

نوع کالا	شماره کالا	مشخصات	بسته بندی
ماسک صورت پزشکی سه لایه	۱۳۰۱-۰۰۱	سه لایه بنددار ملت بلون گرمایز ۲۵	کارتن واحد جعبه
ماسک صورت پزشکی سه لایه	۱۳۰۱-۰۰۲	سه لایه کش دار ملت بلون گرمایز ۲۵	کارتن واحد جعبه



**SALEM**

شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)  
تولیدکننده محصولات مصرفی پزشکی و بیمارستانی



Lubricating Jelly





## ژل لوبریکانت جمع کننده سالم

### • ژل آمیزشی منقبض کننده اندام جنسی جهت افزایش تمایل و تحریک جنسی

ژل لوبریکانت جمع کننده سالم منقبض کننده مخاط وازن به حفظ و نگهداری و استحکام طبیعی اندام جنسی بانوان کمک شایانی می کند. این ژل ساخته شده از انواع عصاره های طبیعی و گیاهی (ویج هزل) و (پوموگرانت) و... بوده و ضمن انقباضاً مخاط و ناحیه مهبلی سبب افزایش تحریک پذیری، افزایش بنیه و بازیافت تمایل آمیزش می گردد. ضمن بهبود خشکی وازن، مرطوب و روان کنندگی، موجب تنظیم ترشح هورمون های جنسی جهت تعديل پاسخ اندام زنانه به تحریک می گردد.

به سبب ویژگی ساختمان مولکولی اینگونه ژل ها (پایه آبی داشتن) روی پوست و مخاط ایجاد حساسیت نمی کند.

توجه شود چنانچه دچار هر گونه بیماری در اندام جنسی خود می باشد، قبل از استفاده با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

بسته بندی

مشخصات

نوع کالا

شماره کالا

واحد کارتن

۹۶ ۲۴ تیوب

۱۰۰ گرم

ژل لوبریکانت جمع کننده

۱۱۸۳-۱۰۳





## ژل لوبریکانت تاخیری سالم

### • ژل آمیزشی جهت طولانی شدن فرآیند آمیزش

ژل لوبریکانت پرولانگ (تاخیری) زمان مقاربت را کنترل کرده و انزال جنسی را به تاخیر انداخته در نتیجه امکان طولانی تر شدن فرآیند آمیزش را به وجود می آورد و لذت آمیزش را پردامنه تر می کند. این ژل بهترین وسیله جهت ایجاد تاخیر در انزال زودرس به ویژه در آقایان، درمان ناتوانی جنسی، افزایش میل جنسی و میزان ترشح اسپرم در زمان ارگاسم مردان جهت رفع مشکلات آمیزشی در آقایان مورد استفاده قرار می گیرد. با درمان انزال زودرس در طولانی مدت، به مرور کنترل زمان انزال را به فرد می دهد و به بالا بردن بنیه و توان جنسی سبب بهبود وضعیت آمیزش فرد می گردد. به سبب ویژگی ساختمان مولکولی اینگونه ژل ها (پایه آبی داشتن) روی پوست و مخاط ایجاد حساسیت نمی کند.

توجه شود چنانچه دچار هر گونه بیماری در اندام جنسی خود می باشید، قبل از استفاده با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

بسته بندی

کارتن

۹۶

۲۴

تیوب

مشخصات

گرم ۱۰۰

نوع کالا

ژل لوبریکانت تاخیری

شماره کالا

۱۱۸۳-۱۰۴





## ژل لوبریکانت آلوئه ورا سالم

### • ژل آمیزشی آرام بخش و التیام دهنده جهت شستشو و ضد عفونی اندام جنسی

ژل لوبریکانت آلوئه ورا سالم، بهترین گزینه جهت شستشو و ضد عفونی اندام جنسی با خاصیت ضد باکتریایی تسکین دهنده و آرام بخش التهابات اندام می باشد. ژل لوبریکانت آلوئه ورا سالم ساخته شده از عصاره های گیاهی می باشد که حاوی انواع ویتامین ها و پروتئین های گیاهی و آمینواسید های طبیعی مورد نیاز انسان بوده و به بافت جنسی طراوت، جوانی، شادابی و لطافت می بخشد. همچنین نقش شگفت انگیزی در بهبود و تسريع فرآیند ترمیم و التیام بافت های آسیب دیده دارد.

بسته بندی

مشخصات

نوع کالا

شماره کالا

کارتون جعبه واحد

۹۶ ۲۴ تیوب

۱۰۰ گرم

ژل لوبریکانت آلوئه ورا

۱۱۸۳۰-۱۰۷





## ژل لوبریکانت گرم کننده سالم

### • ژل آمیزشی گرما بخش اندام جنسی جهت افزایش تمایل و تحریک پذیری

ژل لوبریکانت گرم کننده سالم، مرطوب کننده و روان کننده مخاط و موجب از بین رفتن خشکی واژن می‌گردد. به هنگام استفاده و ماساژ پوست، با ایجاد گرما سبب افزایش تحریک پذیری، افزایش میل و حرارت جنسی و بالا بردن توان، سبب بهبود وضعیت آمیزشی فرد می‌گردد. ژل لوبریکانت گرم کننده سالم با خاصیت گرما بخشی اندام جنسی، بازیافت تمایل آمیزش، کاهش فواصل بین هر نزدیکی و افزایش جریان خون و تحریک بافت اندام جنسی، توان و بنیه جنسی را ارتقاء می‌بخشد.

ژل لوبریکانت گرم کننده سالم، ساخته شده از انواع عصاره گیاهی به سبب ساختمان مولکولی (پایه آبی داشتن) بر روی پوست و مخاط ایجاد حساسیت نمی‌کند. توجه شود چنانچه دچار هر گونه بیماری در اندام جنسی خود می‌باشد، قبل از استفاده با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

بسته بندی

کارتن جعبه واحد

۹۶ ۲۴ تیوب

مشخصات

تیوب ۱۰۰ گرم

نوع کالا

ژل لوبریکانت گرم کننده

شماره کالا

۱۱۸۳-۱۰۵





## ژل لوبریکانت حجم دهنده سالم

### • ژل آمیزشی افزاینده قد و حجم اندام جنسی جهت افزایش تحریک و قوای جنسی

ژل لوبریکانت حجم دهنده سالم، جهت تقویت قوای جنسی، افزایش مستمر قطر و سایز اندام جنسی مردانه تهیه شده است. ژل لوبریکانت حجم دهنده سالم حاوی انواع عصاره های گیاهی است، که برای افزودن به حجم بافت های تهییج پذیر، اسفنجی و خون پذیر اندام جنسی بهره گرفته شده است. نسوج اندام جنسی را افزایش داده و از این رو موجب بهبد و درمان مشکلات شریانی می گردد. با افزایش جریان خون در اندام جنسی و تاثیر مستقیم بر سلول های اپیتلیال موجب افزایش تولید هورمون رشد سلول های ماهیچه این ناحیه شده و حجم اندام جنسی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

توجه شود چنانچه دچار هر گونه بیماری در اندام جنسی خود می باشید، قبل از استفاده با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

بسته بندی

کارتن

واحد

۹۶

۲۴

تیوب

مشخصات

۱۰۰ گرم

نوع کالا

ژل لوبریکانت حجم دهنده

شماره کالا

۱۱۸۳-۱۰۶





## ژل لوبریکانت خوشبوکننده سالم

### • ژل آمیزشی جهت روان سازی، مرطوب و خوشبو کننده واژن

ژل لوبریکانت خوشبو کننده سالم، مرطوب کننده و روان کننده مخاط و موجب از بین رفتن خشکی واژن می گردد. ژل لوبریکانت خوشبو کننده سالم بوی ناخوشایند حاصل از ترشحات مهبلی را از بین می برد و موجب افزایش لذت می گردد. سلامت اندام جنسی را حفظ کرده و به فرآیند آمیزش، راحتی و اطمینان می بخشد. به سبب ویژگی ساختمان مولکولی اینگونه ژل ها (پایه آبی داشتن) روی پوست و مخاط ایجاد حساسیت نمی کند.

بسته بندی

کارتون جعبه واحد

۹۶ ۲۴ تیوب

مشخصات

۱۰۰ گرم

نوع کالا

ژل لوبریکانت خوشبو کننده

شماره کالا


۱۱۸۳۰-۱۰۲




## آزمایشگاه ابزار درمان

آزمایشگاه ابزار درمان دارای گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد برای انجام آزمون های استاندارد های زیر می باشد:

ردیف	نام محصول	عنوان آزمون / استاندارد	مرجع
۱	باند های کشی تخت و غیر چسبنده	کلیه بند ها	ISIRI 5557
۲	گاز طبی (ولانگ گاز)	کلیه بند ها	ISIRI 3061
۳	باند خمبندی	کلیه بند ها	ISIRI 583
۴	گاز واژلینه برای مصارف پزشکی	کلیه بند ها	ISIRI 11032
۵	تست میکروبی محصولات استریل	کلیه بند ها	ISIRI 3001-1





.Abzazar  
Darman  
Laboratory





شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

• تولیدکننده محصولات مصرفی پزشکی و بیمارستانی •

- دارای گواهینامه بین المللی ISO 13485
- مدیریت کیفیت ISO 9001
- استاندارد اروپا CE
- واحد نمونه اداره کل صنایع سمنان
- واحد نمونه اداره کل صنایع تهران
- واحد پیشناز در ارتقاء کیفیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
- ویژه تجهیزات پزشکی

# شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام) تولیدکننده محصولات مصرفی پزشکی و بیمارستانی

تهران، شهروردي شمالی، پلاک ۳۶۸، طبقه سوم، واحد ۷ |  سمنان، شهرک صنعتی شرق، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان تولید

 02188746271  
 02188746270  
02333652105

 sales@adcmed.com

 www.adc.ir

 02188752869  
02333652104